


### تجربة البعد البؤري لعدسة لامبة

**النظيرية:** إن دراسة تغير المسافة بين الشاشة والجسم  $D$  والمسافة  $u$  بين الجسم والعدسة (على اعتبار أن سماكة العدسة صغير جداً) والمسافة من الشاشة إلى العدسة  $v$  من يسّط الطرق المتّبعة لحساب البعد البؤري لعدسة لامبة  $f$  والمنظومة (المكونات المادية للتجربة) من يسّط المنظومات و تكون من المصطبة الضوئية التي يثبت عليها الجسم (يضاء بمصدر ضوئي أحادي اللون) والعدسة وتكون محمولة على حامل العدسة ولنّقة قياس المسافة يجب أن تكون العدسة في المنتصف تماماً والشاشة (لتقط علىها الصورة الحقيقة)، كما في المخطط التالي -



نلاحظ أن الصورة مكثرة ومقلوبة وحقيقية حيث الجسم يقع على مسافة من العدسة أكبر من البعد البؤري وأقل من الضعف  $2f$  ويمكن مباشرة حساب البعد البؤري من تطبيق معادلة العدسات (صيغة كاوس للعدسات الرقيقة) ولكن النتيجة تكون غير دقيقة

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow f = \frac{uv}{v+u} \Rightarrow$$

$$f = \frac{uv}{D}$$

#### أولاً : الطريقة المباشرة لحساب البعد البؤري

١- ثبت الشاشة على مسافة ( $D > 4f$ ) من الجسم .

٢- حرك العدسة أمام الجسم حتى ت تكون صورة مكثرة واضحة وقنس المسافة من الجسم إلى العدسة  $u$ .

٣- نقيس المسافة  $v$  من الصورة إلى العدسة باستخدام مسطرة المصطبة وايضاً تساوي  $v = D - u$

٤- طبق المعادلة أعلاه ( داخل المستطيل ) لإيجاد البعد البؤري مباشرة

٥- غير المسافة  $D$  عدد مرات واعد الخطوات ٢ و ٣ و ٤

٦- احسب معدل البعد البؤري من كل القراءات السابقة .



## ثانياً طريقة الازاحة تغير المسافة D وحساب المسافة بين موضع التكبير والتصغير

تمتاز هذه الطريقة في أنها لا تعتمد على المركز البصري عند قراءة المسافة لأننا سوف نحسب المسافة بين موضع العدسة في حالة التكبير والتصغير  $d$  وحسب العلاقة التالية

$$4f = \frac{D^2 - d^2}{D}$$

ومن الرسم بين المقدار ( $D^2 - d^2$ ) على المحور الصادي مع المسافة D على المحور الميئي والناتج خط مستقيم ميله يساوي  $4f$

طريقة العمل :

١. ثبت الشاشة على مسافة ( $D > 4f$ ) من الجسم.
٢. حرك العدسة في المجال ( $2f \rightarrow f$ ) من الجسم حتى تتكون صورة مكبرة واضحة وقس المسافة من الجسم الى العدسة  $d_1$ .
٣. حرك العدسة باتجاه الشاشة حتى تحصل على صورة واضحة مصغرة ويمكن ان تكون على بعد من الشاشة يقدر  $d_1$  قس المسافة من الجسم الى العدسة  $d_2$ .
٤. زد المسافة D بمقدار مناسب وكرر الخطوات ٣ و ٤
٥. رتب القراءات في جدول كما يلى :-

D cm	d1cm	d2cm	$d = (d_2 - d_1) \text{ cm}$	$D^2 \text{ cm}^2$	$d^2 \text{ cm}^2$	$(D^2 - d^2) \text{ cm}^2$

٦. ارسم مخطط بياني بين قيم ( $D^2 - d^2$ ) على المحور العمودي y مع قيم D على المحور الأفقي x

٧. احسب البعد البؤري للعدسة المستخدمة ويساوي الميل  $4f$