

التجربة الثامنة: -

{ محزوز الحيود والتحليل الطيفي }

اهداف التجريه :

- ١ - دراسة طيف الكاديوم وتعيين اطواله الموجيه باستخدام محزوز الحيود .
- ٢ - تعيين التشتت الزاوي لمحزوز الحيود بطريقه بيانيه.
- ٣ - تعيين الفرق في الطول الموجي بين خطي ضوء الصوديوم وحساب قوة الفصل للمحزوز.

مقدمه نظريه : سبق ان علمنا بان المعادله الاساسيه للمحزوز تكتب في الصوره :

حيث : $d \sin q = ml$ هو ثابت المحزوز و يعطى في هذه التجربة

$d = 1.6667 \times 10^{-4} \text{ A}$ و l' هو الطول الموجي و m هي الترتيب الطيفي q هي زاوية الحيود أو الانحراف لكل طول موجي في الترتيب الطيفي الواحد ، و تخبرنا المعادله السابقة في الصورة أنه عندما يكون الضوء الساقط على المحزوز متعدد الأطوال الموجية فإن كل طول

موجي يحيد و يتفرق عن الألوان الأخرى بزوايه خاصه و ذلك من جميع الفتحات الضيقه المتراصه بين الحزوز و أن الأمواج الحائده ذات الطول الموجي الواحد تقوي بعضها البعض لينشأ عنها خط طيفي واحد عالي الشده منحرفا عن خط التماثل بزوايه تختلف عن زوايا انحراف الخطوط الأخرى و يبين الشكل كيفية تحلل الضوء إلى طيف باستخدام المحزوز في الترتيب الطيفي الأول $m=1$ أما الترتيب الصفري $m=0$ فيقع على امتداد خط التماثل و لا يحدث فيه تحلل لضوء نظراً لأن جميع الأطوال الموجية يتحقق لها فرق مسار $\Delta l = 0$ حيث تظهر صورة فتحة المطياف بنفس لون الضوء الصادر من الأنبوبه و لذلك يطلق عليه اسم الصورة مباشرة و حيث أن m تاخذ فقط أرقاماً صحيحه على جانبي خط التماثل فإن الطيف يكرر نفسه عندما تصبح $m=2$ ، $m=3$ و هكذا حيث تظهر نفس مجموعه خطوط الطيف التي ظهرت في الترتيب الأول و لكنها تكون أكثر تباعداً كلما زادت قيمة m إلا أن شدة إضاءة الخطوط الطيفية تنقص في الرتب العليا تبعاً للمعادلة : $i_q = i_m \left(\frac{\sin a}{a} \right)^2$ حيث : $a = \frac{pa}{l} \sin q$ و حيث a هي اتساع الفتحة الواحدة بين المحزوز .

أما التشتت الزاوي D لمحزوز الحيود فيعرف بأنه الفرق الزاوي بوحدة الراديان لكل وحدة طول موجي .

خطوات العمل :

أولاً : تعيين الأطوال الموجية لطيف الكاديوم و تعيين تشتت المحزوز.

١ - نجهز المطياف للعمل و نشغل مصدر ضوء الكاديوم و ننتظر حتى تكتمل اشارة الذرات داخل الانبوبة و يصدر عنها ضوء ساطع بلون أخضر فاتح .

٢ - نجعل المنظار على استقامة المسدد تمام و نضبط تصويب كلاً من المنظار و المسدد لنحصل على صورة حادة وواضحة للفتحة بنفس لون الضوء الصادر من الانبوبة .

٣ - نضع محزوز الحيود بحرص شديد على حامله فوق القرص الدوار و ندير القرص حتى يسقط الضوء من المسدد بتعامد مع مستوى المحزوز بقدر المستطاع ثم ننظر في المنظار لنرى صورة الفتحة رأسية تماماً و منطبقة على الشعرة الرأسية في مجال الرؤية على أن يكون صفر الورنية أقرب ما يكون من صفر التدريج الزاوي .

٤ - ندير التلسكوب تجاه اليمين فنرى مجموعة خطوط الطيف كاملة بألوانها المذكورة أعلاه في الترتيب الطيفي الأول فنلاحظ أنها عالية الشدة و نتأكد من وجود الخط البنفسجي فإن تعذرت رؤيته نزيد اتساع فتحة المسدد فنراه واضحاً و نتعرف على مكانه كما لا يجب أن نكتثر كثيراً للتكرارات ضعيفة الشدة المجاورة لخطوط الطيف و التي تأخذ نفس الألوان المجاورة لها لأنها ليست أساسية و إنما تنشأ من الانعكاسات المتتاليه بين زجاج المحزوز و زجاج عدسة المسدد المقابلة .

٥ - ندير التلسكوب إلى الناحية اليسرى من خط التماثل لنحصل على نفس مجموعة خطوط الطيف الخمسة في الترتيب الثاني .

٦ - نبدأ الآن في قياس زوايا الانحراف .. نحرك التلسكوب و نضبط وضعه الزاوي حتى تنطبق شعرتة الرأسية تماماً على الخط البنفسجي في الترتيب الثاني و نأخذ قراءة الورنية بدقة و نطرحها من ٣٦٠ فتكون النتيجة هي الزاوية المطلوبة .

٧ - ندير التلسكوب الآن جهة اليمين و نستمر في ادارته حتى نحصل على اللون البنفسجي في الترتيب الطيفي الثاني و ربما يلزمنا فتح الفتحة أكثر ثم تضيقها لحظة القياس كما سبق ذكره . فإذا ما تعرفنا عليه نطبق شعرة التلسكوب الرأسية عليه و نأخذ قراءة الورنية .

٨ - نكرر نفس العمل للألوان الأخرى .

٩ - نطبق المعادلة رقم ١ لحساب الأطوال الموجية بالانجستروم حيث $m=2$.

١٠ - نرسم العلاقة البيانية بين q, l . ثم نحسب التشتت نظرياً باستخدام العلاقة ٤ .